


ITO Micro Syringe

# 耐アルカリシリンジ

Special Auto Sampler Syringe



アルカリ性の薬品使用に最適なシリンジです

耐薬品性

強アルカリ迄耐性が有る為、内径精度を維持し、長期間使用が可能

高耐久性

100,000回のピストン運動に耐えることを確認済み。プランジャチップの交換も可能

## ■特徴

- ・耐薬品性が強く、強アルカリ含め広範囲な薬品において内径精度を維持出来、長期間使用できます。
- ・セラミックシリンジ・PEEKシリンジの2種類を御用意しております。
- ・容量精度、再現精度±1%以内。
- ・機械的強度に優れ、外部の衝撃に強く破損しにくいです。
- ・先端形状、プランジャー後端形状は御要望にお応えした様々な形状をご提案致します。
- ・設計段階からご協力させていただく事でユーザー様各々の用途及び使用条件を考慮し、そのニーズに最適のシリンジを供給致します。
- ・オーダーメイドの製品については試作の1本からご相談いただけます。

◇このカタログに掲載した製品は、改善のため予告無しに規格、仕様の一部を変更することがあります。



株式会社 伊藤製作所

静岡県富士市大淵 3516-2 TEL: 0545-36-0330 FAX: 0545-36-0332

ITO シリンジ で検索

URL: <http://www.ito-ex.co.jp>

E-mail: [info@ito-ex.co.jp](mailto:info@ito-ex.co.jp)