

ITO Micro Syringe

オートサンプラー用特殊シリンジ

Special Auto Sampler Syringe



シリンジに合わせた設計から装置に合わせたシリンジへ

高品質

信頼のイトーマイクロシリンジをベースに各種要望に対応した専用品をご用意します

幅広いデザイン

当社のガラス、金属、プラスチックにおける独自の加工技術を駆使し、様々な要望に対応


高耐久性

100,000回のピストン運動に耐えることを確認済み。プランジャチップの交換も可能


■特徴

- ・伊藤製作所のオートサンプラーシリンジはクロマトグラフィー分野だけでなく、生化学、医療用検査、そして精密分注を必要とする産業用設備等、世界中で幅広く使用され、高い評価を受けています。
- ・アニール処理をした、経年変化のほとんどない硬質ガラス素材を使用しており、内面は均一に鏡面仕上げが施されているので安定した精度が長く持続します。
容量精度、再現精度 $\pm 1\%$ 以内。
より高精度の要望にも対応可能です。
- ・設計段階からご協力させていただき事でユーザー様各々の用途及び使用条件を考慮し、そのニーズに最適のシリンジを供給致します。
- ・オーダーメイドの製品については1本からご相談いただけます。

仕様参考例 (先端形状)



仕様参考例 (プランジャ後端形状)



上記以外にもご要望にお応えした様々な形状をご提案致します。

◇このカタログに掲載した製品は、改善のため予告無しに規格、仕様の一部を変更することがあります。



株式会社 伊藤製作所

静岡県富士市大淵 3516-2 TEL: 0545-36-0330 FAX: 0545-36-0332

ITO シリンジ で検索

URL: <http://www.ito-ex.co.jp>

E-mail: info@ito-ex.co.jp